

# DE Developer

## Ready to use

REVELADOR • NO NECESITA DISOLUCIÓN

RÉVÉLATEUR • PRÊT À L'EMPLOI

ENTWICKLER • GEBRAUCHSFERTIGE LÖSUNG

SVILUPPO • PRONTO ALL'USO

**READY TO USE:** POUR STRAIGHT INTO THE MACHINE'S TANKS. ENSURE THAT THE DEVELOPER IS IN THE DEVELOPER TANK AND THE FIXER IN THE FIXER TANK. DO NOT CROSS CONTAMINATE. FOR PROCESSING: ALWAYS FOLLOW THE MACHINE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

**LISTO PARA USAR:** VERTER DIRECTAMENTE EN LOS TANQUES DE LA MÁQUINA. ASEGÚRESE DE QUE EL REVELADOR ESTÉ EN EL TANQUE DEL REVELADOR Y DE QUE EL FIJADOR ESTÉ EN EL TANQUE DEL FIJADOR. NO CRUCE LOS LÍQUIDOS. SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

**PRÊT À L'EMPLOI:** VERSER DIRECTEMENT DANS LES BACS DE LA DÉVELOPEUSE. ASSUREZ VOUS QUE LE DEVELOPEUR ET LE FIXATEUR SOIENT BIEN VERSÉS DANS LEUR BACS RESPECTIFS. NE PAS MÉLANGER. TOUJOURS SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

**GEBRAUCHSFERTIGE LÖSUNG:** FÜLLEN SIE DAS MATERIAL DIREKT IN DIE MASCHINENTANKS. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DER ENTWICKLER NUR IN DEN ENTWICKLUNGSTANK UND DASS DER FIXIERER NUR IN DEN FIXIERERTANK GEFÜLLT WIRD. BITTE DIE MATERIALIEN NICHT VERWECHSELN. VERARBEITUNGSHINWEISE: BITTE FOLGEN SIE HIER DEN ANWEISUNGEN DER MASCHINENHERSTELLER.

**PRONTO ALL'USO:** VERSARE DIRETTAMENTE NEL CONTENITORE DELLA MACCHINA SVILUPPATRICE. ASSICURARSI CHE SVILUPPO E FISSAGGIO SIANO RISPETTIVAMENTE NELL'APPOSITO CONTENITORE. NON INVERTIRE I LIQUIDI NEI CONTENITORI. PER L'UTILIZZO DELLA MACCHINA SVILUPPATRICE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.

LOT



5L

**DEHP**™ **DE Healthcare Products**  
DEDICATED TO EXCELLENCE

Distributed by:  
Distribuido por:  
Distribué par:  
Vertrieb durch:  
Distribuito da:

DE Healthcare Products  
Gillingham ME8 0SB U.K.  
Denver, PA 17517 USA

MADE IN ITALY  
Fabricado en Italia  
Fabriqué en Italie  
Hergestellt in Italien  
Prodotto in Italia